

**Palex** Improving technologies  
Improving lives

# Herman Miller

**CARROS CLÍNICOS**

Versátiles y combinables



**HermanMiller**  
Authorised Dealer





## Características distintivas

### Configuraciones diseñadas a medida

Los carros clínicos Herman Miller están diseñados para adaptarse a las necesidades de las diferentes áreas del hospital o clínica y optimizar el flujo de trabajo en el punto de atención al paciente. Su diseño modular y resistente ofrece una manera sencilla de crear el carro que necesite, asegurando una vida útil duradera tras su uso frecuente a lo largo de los años, y un ajuste perfecto para adaptarse a las distintas necesidades asistenciales.

Los módulos son configurables mediante una variedad de estructuras distintas y una amplia selección de componentes y accesorios interiores intercambiables y ampliables. Esto hace que cada superficie, tanto interior como exterior, sea fácilmente accesible para su extracción, reposición o limpieza, manteniendo los carros libres de gérmenes y reduciendo la propagación de infecciones.

La estructura con color integrado asegura robustez y resistencia a productos de limpieza, impactos y rozamientos, haciendo a los carros clínicos Herman Miller inalterables al paso del tiempo.

# Versátiles por definición



## Modularidad

Diseñados para ofrecer flexibilidad. La naturaleza modular de nuestros carros queda demostrada con sus diferentes tamaños, cajones y accesorios universales e intercambiables, que incluso se adaptan a otros diseños de mobiliario clínico de Herman Miller.



## Limpeza

Todos los componentes y accesorios pueden extraerse del cuerpo del carro, facilitando el acceso a todas las superficies para su limpieza, sin riesgo de oxidación ni de producir ningún daño al material.



## Durabilidad

Recubrimiento de material termoplástico, con color integrado, muy resistente a impactos y al paso del tiempo. Las partes superiores son robustas, construidas como parte del carro y no como componentes insertados.



## Ergonomía

Las esquinas redondeadas y el asidero de fácil sujeción hacen de nuestros carros un mobiliario de fácil manejo y con un diseño ergonómico.





### Seguridad

Se puede personalizar la seguridad de los carros con distintos sistemas de bloqueo, cerraduras de llave o pin. Las cerraduras de alta seguridad funcionan con juegos de llaves anticopias.



### Personalización

Más allá del producto en sí, nuestros equipo de expertos en análisis de procesos y flujos de transporte trabajarán con su equipo y le ayudarán a determinar el almacenaje y la configuración óptimos para su producto.



### Valor

Nuestro servicio incluye el material, transporte e instalación. Así como 10 años de garantía en piezas y repuestos.\*



# Carros clínicos

## Modulares para cubrir un gran abanico de aplicaciones

### Carro de especialidades o provisiones

La amplia gama de nuestros carros ergonómicos y de alta durabilidad le proporciona opciones para adaptarse a la capacidad, función y flujo de trabajo que mejor se ajuste a sus métodos y procedimientos en el punto de atención al paciente. Además, sus cajones con guías de extensión completa ofrecen fácil acceso al contenido y, al mismo tiempo, se pueden retirar completamente para su reaprovisionamiento e intercambiarse entre diferentes carros.



### Carro de distribución de doble-ancho

El ancho espacio permite la fácil extracción de instrumentos de gran volumen, además de una variedad de configuraciones interiores que combinan cajones y estantes para guardar elementos de menor tamaño. Estos carros también resultan óptimos el almacenaje y distribución de medicación en plantas y áreas específicas. La seguridad de dicha medicación se obtiene mediante las distintas opciones de cerraduras.



### Armario móvil de simple-ancho

La ventaja de su configuración vertical ofrece una gran capacidad de almacenaje móvil, ocupando un espacio reducido y permitiendo diferentes niveles de seguridad, con o sin puerta, transparente u opaca.



### Armario móvil de doble-ancho

El carro más espacioso de la selección, permite incorporar estantes y cajones de la forma que mejor se adapte a las necesidades y volumen de los elementos a almacenar.



### Carro "L"

Completamente modular y desmontable, fabricado en su totalidad en termoplástico, que permite añadir cajones para transportar material genérico en formato compacto y encimeras para crear superficies de trabajo instantáneas y robustas en el carro. Además, pueden ser lavados en un túnel de lavado.



# Configuraciones más solicitadas

Para la gestión de recursos fácil y dinámica

### Carro de medicación y unidosis



### Carro de anestesia



### Carro de curas



### Carro de paradas



# Cajones y estanterías

## Organice el interior de sus carros para optimizar su uso

El asidero integrado facilita la apertura completa del cajón desde cualquier punto. Cada centímetro ofrece acceso para su limpieza y puede retirarse completamente e intercambiarse entre carros, permitiendo almacenarlos en un ambiente estéril y transferirlos cuando sea necesario. Además, se pueden configurar con o sin cerradura y con o sin tapa.



# Colores disponibles

## Integrados en el material, intactos en el tiempo

Nuestros carros están disponibles en 3 colores y los cajones en 10 colores de tonos cálidos, fríos y neutros.

### Cuerpo del carro y marco de la puerta

Acabado



Soft White  
LU




Inner Tone Light  
HF



Warm Grey Neutral  
WN

### Cajón

Acabado



Soft White  
LU



Light Tone  
LT



Inner Tone Light  
HF



Warm Grey Neutral  
WN



Yellow  
YT



Juniper  
2B



Beachglass  
3B



Deep Blue  
DA



Midnight  
6F



Vivid Red  
VR

### Opción de puerta

Acabado



Clear Acrylic  
TR

# Accesorios opcionales

Añada funcionalidades y personalice su carro acorde a sus necesidades

## Complementos instalados



Tabla de reanimación



Mesa abatible



Mesa extraíble




Soporte para ordenador



Bandeja para desfibrilador



Soporte porta sueros IV



Raíles superiores y laterales



Soporte para botella de oxígeno

## Complementos de raíl superior



Cassette basculante de 3 a 6 cajetines



Cesta grande

## Complementos de raíl lateral



Cesta pequeña



Cesta de suturas



Papelera



Soporte para caja de guantes



Soporte de velcro para contenedor de agujas



Portasondas

## Sistemas de cierre



Puertas de seguridad con precinto



Puerta lateral de bloqueo



Puerta completa

## Niveles de bloqueo



Sin cerradura



Cerradura de llave



Cerradura pin



**Palex**  
Improving technologies  
Improving lives

**SOLUCIONES DE GESTIÓN  
HOSPITALARIA**

Jesús Serra Santamans, 5  
08174 Sant Cugat del Vallès  
Barcelona (España)  
T +34 934 006 500  
F +34 934 006 501  
palexmedical@palex.es

  [palexmedical.com](https://www.palexmedical.com)